

Greiner Bio-One Bezpečnostné výrobky



VACUETTE®
a MiniCollect®

Bezpečnostná odberová/infúzna sada

- ✓ Farba krídielok označuje hrúbku ihly
- ✓ Bezpečnostný mechanizmus bledomodrej farby pre lepšiu identifikáciu
- ✓ Jednoduchá aktivácia
- ✓ Aktivácia ešte kým je ihla v žile pacienta
- ✓ Možnosť krátkodobej infúzie
- ✓ Bez latexu



Dostupné kombinácie

- ✓ 21G, 23G, 25G
- ✓ 10, 19, 30cm hadičky
- ✓ s luer adapterom, s luer adapter a držiakom



Jednoduchá manipulácia

- ✓ Stlačením a potiahnutím dozadu sa aktivuje bezpečnostný mechanizmus
- ✓ Hlasitý zvuk potvrdzuje aktiváciu



VACUETTE® QUICKSHIELD

Bezpečnostný držiak

- ✓ Jednorázový bezpečnostný držiak + ihla
- ✓ Vhodné pre pravákov aj ľavákov
- ✓ Aktivácia po vzbratí ihly zo žily
- ✓ Bezpečný jednorazový držiak
- ✓ 21G a 22G ihly s priesvitnou komôrkou sú dostupné



Jednoduchá manipulácia

 Ihneď po vytiahnutí zo žily:



✓ **Hlasitý zvuk potvrdzuje aktiváciu!**


Bezpečná likvidácia

- ✓ Odpadové kontajnery
- ✓ 0,6 - 50 litrov objem (e.g. 1, 3, 10, 30, 50 l)
- ✓ Vyhovujú štandardom UN, Britský štandard



MiniCollect® Safety Lancets

- ✓ Bezpečné jednorázové lancety
- ✓ Ihlové lancety pre menšie objemy krvi
- ✓ Čepielky pre väčšie objemy krvi
- ✓ ($\geq 250\mu\text{l}$ kapilárne skúmavky, ...)



Smernica 2010/32/EU a GBO bezpečnostné produkty majú spoločné...

- ... žiadna zmena v procedúre odberu !
- ... výrobky fungujú spoľahlivo !
- ... bezpečnostný mechanizmus je integrovaný !
- ... manipulácia s výrobkami je jednoduchá !
- ... možná aktivácia s jednou rukou !
- ... úspešnú aktiváciu viedeť, počuť a cítiť !
- ... keď raz aktivované, bezpečnostný mechanizmus sa ťažko zvráti !